

WAGI ALN i ALZ

- najwyższa dokładność ważenia
- bardzo dobra czytelność wskazań
- obszerna, szklana komora ważenia
- automatyczna kalibracja wewnętrznym wzorcem
- RS232C i USB (opcja) do drukarki, etykieciarki, skanera lub komputera
- PS/2 do klawiatury komputerowej



Wagi laboratoryjne serii ALN i ALZ przeznaczone są do stosowania w laboratoriach, aptekach, zakładach jubilerskich i instytutach badawczych, gdzie wymagana jest wysoka dokładność pomiaru.



kalibracja wewn.



kalibracja zewn.



zgodność z GLP



baza produktów



data/godzina



konfiguracja wydruków



liczenie sztuk



procenty



sumowanie



inne jednostki



wybór szybkości ważenia



progi/selekcja



masa max



masa min



ważenie zwierząt



pomiar gęstości



pomiar siły




receptury



statystyka

Opcje na zamówienie



Podwieszanie
ważonej masy



Zestaw Hydro ALN





Pamięć wyników
ważen



Współpraca ze skanerem
i drukarką/etykieciarką

- haczyk do podwieszania ważonej masy
- zestaw Hydro ALN do pomiaru gęstości ciał stałych i cieczy
- pamięć wyników ważen (Alibi)
- interfejsy LAN albo Wi-Fi do pracy z komputerem
- złącze do skanera (RS232C+zasilanie)
- software: Statystyka **gratis**, Komunikacja **gratis** - zapis do pliku, ProCell - eksport do Excela



Wagi z możliwością legalizacji

M

Dane techniczne

Wagi z kalibracją wewnętrzną	ALN60	ALN120	ALN220
Wagi bez kalibracji wewn.	ALZ60	ALZ120	ALZ220
Obciążenie (Max)	60g	120g	220g
Działka odczytowa (d)	0,1mg	0,1mg	0,1mg
Działka legalizacyjna (e)	1mg	1mg	1mg
Zakres tarowania	-60g	-120g	-220g
Klasa dokładności	I		
Powtarzalność	0,1mg		
Liniowość	±0,2mg		
Temperatura pracy	+18 ÷ +35°C		
Czas ważenia	<5s		
Jednostki masy	mg, g, ct, lb, oz, ozt, gr, dwt		
Wyświetlacz	podświetlany LCD, wysokość cyfr 18mm		
Interfejsy	RS232, PS/2, opcje: LAN albo Wi-Fi		
Wymiar szalki	90mm		
Gabaryty	234x345x356mm		
Wymiary komory ważenia	174x135x220mm		
Zasilanie	~230V 50Hz 6VA / =12V 1,2A		
Masa wagi	6kg		
Zalecany wzorzec masy	E2 50g	E2 100g	E2 200g