

## WAGI ALN/G i ALZ/G

- najwyższa dokładność ważenia
- wyświetlacz graficzny
- obszerna, szklana komora ważenia
- automatyczna kalibracja wewnętrznym wzorcem
- RS232C i USB\_B do drukarki, etykieciarki, skanera lub komputera
- PS/2 do klawiatury komputerowej



Wagi laboratoryjne serii ALN i ALZ przeznaczone są do stosowania w laboratoriach, aptekach, zakładach jubilerskich i instytutach badawczych, gdzie wymagana jest wysoka dokładność pomiaru.



kalibracja wewn.



kalibracja zewn.



zgodność z GLP



baza produktów



data/godzina



konfiguracja wydruków



liczenie sztuk



procenty



sumowanie



inne jednostki



wybór szybkości ważenia



progi/selekcja



masa max



masa min



ważenie zwierząt



pomiar gęstości



pomiar siły




receptury



statystyka

### Opcje na zamówienie



Podwieszanie  
ważonej masy



Zestaw Hydro ALN





Pamięć wyników  
ważen



Współpraca ze skanerem  
i drukarką/etykieciarką

- haczyk do podwieszania ważonej masy
- zestaw Hydro ALN do pomiaru gęstości ciał stałych i cieczy
- pamięć wyników ważen (Alibi)
- interfejsy LAN albo Wi-Fi do pracy z komputerem
- złącze do skanera (RS232C+zasilanie)
- software: Statystyka **gratis**, Komunikacja **gratis** - zapis do pliku, ProCell - eksport do Excela



Wagi z możliwością legalizacji

M

## Dane techniczne

| Wagi z kalibracją wewnętrzną | ALN60G                                    | ALN120G | ALN220G |
|------------------------------|-------------------------------------------|---------|---------|
| Wagi bez kalibracji wewn.    | ALZ60G                                    | ALZ120G | ALZ220G |
| Obciążenie (Max)             | 60g                                       | 120g    | 220g    |
| Działka odczytowa (d)        | 0,1mg                                     | 0,1mg   | 0,1mg   |
| Działka legalizacyjna (e)    | 1mg                                       | 1mg     | 1mg     |
| Zakres tarowania             | -60g                                      | -120g   | -220g   |
| Klasa dokładności            | I                                         |         |         |
| Powtarzalność                | 0,1mg                                     |         |         |
| Liniowość                    | ±0,2mg                                    |         |         |
| Temperatura pracy            | +18 ÷ +35°C                               |         |         |
| Czas ważenia                 | <5s                                       |         |         |
| Jednostki masy               | mg, g, ct, lb, oz, ozt, gr, dwt           |         |         |
| Wyświetlacz                  | wyświetlacz graficzny                     |         |         |
| Interfejsy                   | RS232, USB_B, PS/2, opcje: LAN albo Wi-Fi |         |         |
| Wymiar szalki                | 90mm                                      |         |         |
| Gabaryty                     | 234x345x356mm                             |         |         |
| Wymiary komory ważenia       | 174x135x220mm                             |         |         |
| Zasilanie                    | ~230V 50Hz 6VA / =12V 1,2A                |         |         |
| Masa wagi                    | 6kg                                       |         |         |
| Zalecany wzorzec masy        | E2 50g                                    | E2 100g | E2 200g |