

WAGI

ATN/G i ATE/G

- najwyższa dokładność ważenia
- bardzo dobra czytelność wskazań
- kompaktowe wymiary
- automatyczna kalibracja wewn. wzorcem (ATN/G)
- RS232C i USB do drukarki, etykietarki, skanera lub komputera
- PS/2 do klawiatury komputerowej



Wagi laboratoryjne serii ATN/G i ATE/G przeznaczone są do stosowania w laboratoriach, aptekach, zakładach jubilerskich i instytutach badawczych, gdzie wymagana jest wysoka dokładność pomiaru.



kalibracja zewn.



kalibracja wewn.



zgodność z GLP



data/godzina



konfiguracja
wydruków



liczenie sztuk



procenty



sumowanie



inne jednostki



wybór szybkości
ważenia



progi/selekcja



masa max



masa min



ważenie zwierząt



pomiar gęstości



pomiar siły




receptury



statystyka

Opcje na zamówienie



Podwieszanie
ważonej masy



Zestaw Hydro ATN





Pamięć wyników
ważen



Współpraca ze skanerem
i drukarką/etykietarką

- haczyk do podwieszania ważonej masy
- zestaw Hydro ATN do pomiaru gęstości ciał stałych i cieczy
- pamięć wyników ważen (Alibi)
- interfejsy LAN albo Wi-Fi do pracy z komputerem
- złącze do skanera (RS232C+zasilanie)
- software: Statystyka **gratis**, Komunikacja **gratis** - zapis do pliku, ProCell - eksport do Excela



Wagi z możliwością legalizacji

M

Dane techniczne**Wagi z kalibracją wewnętrzną****ATN160G****Wagi bez kalibracji wewn.****ATE160G**

Obciążenie (Max)	160g
Działka odczytowa (d)	0,1mg
Działka legalizacyjna (e)	1mg
Zakres tarowania	-160g
Klasa dokładności	I
Powtarzalność	0,1mg
Liniowość	±0,2mg
Dryft czułości	2 ppm/°C w zakresie +15 ÷ +35°C
Temperatura pracy	+18 ÷ +35°C
Czas ważenia	<3s
Jednostki masy	mg, g, ct, lb, oz, ozt, gr, dwt
Wyświetlacz	podświetlany LCD, wysokość cyfr 18mm
Interfejsy	RS232, USB-B, PS/2 opcje: LAN albo Wi-Fi
Wymiar szalki	90mm
Gabaryty	185x290x305mm
Wymiary komory ważenia	150x160x200mm
Zasilanie	~230V 50Hz 6VA / =12V 1,2A
Masa wagi	4,2kg
Zalecany wzorzec masy	E2 100g